



הצמנט האחד שחכית לו!  
**G-CEM One**  
צמנט רזין אוניברסלי שיגשים את החלומות שלך!  
(עמ' 2)

# מבצעים חמים

מאי - אוגוסט 2021

**ד.א.י.**



# G-CEM ONE™

זה פשוט האחד!



**צמנט הרזין האחד שחיתם לו!**  
**G-CEM One - דבק רזין אוניברסלי בהקשיה עצמית, והרבה יותר מכך!**

ללא צורך בצריבה וקישור של השן, ועם קישור כימי למתכת וזירקוניה, הוא בעל חוזק קישור גבוה במיוחד, גם בהקשיה באור וגם בהקשיה כימית.

הערכה כוללת פריימר משפר-קישור לשן, לשימוש אופציונלי במריחה על השן בלבד, המשפר פלאים את חוזק הקישור, לרמה הגבוהה אפילו מזו של דבקי רזין בהם עושים שימוש בחומר קישור. החוזק המידי המתקבל גבוה במיוחד, ככתרון לבעיית early debonding וכדי לאפשר הדבקה חזקה גם בסביבה בה קשה לבודד היטב מלחות.

כתרים קדמיים מליתיום דיסיליקט



(לפני הטיפול)



אחרי 6 חודשים

באדיבות Dr. Masayuki Okawa, יפן

זמין ב-4 גוונים: A2, Translucent, AO3, White Opaque.

כתרים אחוריים מזירקוניה



Final result.




Restoration cemented.




Prepared tooth cleaned and dried.

באדיבות Dr. Kazunori Otani, יפן


סבילות לרוק



חוזק קישור לדנטין



עמידות לשחיקה



**מחיר השקה!**

G-CEM ONE  
Starter kit

ב- 245 ₪ בלבד!



לדו"ח ניסוי המעבדה של  
Dental Advisor



Starter kit: 1 שפופרת (4.6 גר') בגוון A2 Translucent (לבחירה), בקבוק פריימר משפר-קישור לשן, טיפים אוטומיקס רגילים + אנדו. מק"ט 10006928 (שקור) / 10006927 (A2)



**מחיר השקה!**

G-CEM ONE  
System kit

ב- 490 ₪ בלבד!

System kit: 2 שפופרות (4.6 גר') בגוון A2, Translucent, בקבוק פריימר משפר-קישור לשן, בקבוק G-Multi Primer, טיפים אוטומיקס רגילים + אנדו. מק"ט 10006929

# G-ænial® Universal Injectable

זורם כמו נוזלי, חזק יותר ממשחתי!



## קומפוזיט בהזרקה: הטוב משני העולמות!

- קומפוזיט חדשני ופורץ דרך.
- שילוב יתרונות קומפוזיט נוזלי ומשחתי.
- יכולת זרימה ומילוי חללים צרים כמו קומפוזיט נוזלי.
- יציב ולא נשפך, לבניה מדויקת של המשטח הסגרי.
- אחוז מילוי גבוה (69%w/w), עמידות לשחיקה ולכיפוף.
- הגבוהה מזו של קומפוזיטים משחתיים מתחרים.
- מתאים לכל סוגי החללים המשמרים.

## everX Flow

קומפוזיט נוזלי מחוזק בסיבי זכוכית לחוזק מרבי, עם נוחות עבודה מפתיעה!

• 2 גוונים - BULK המאפשר הנחה בעובי של 5.5 מ"מ, DENTIN המאפשר קבלת אסתטיקה משופרת, בעומק הקשיה 2 מ"מ.

• נועד לשמש כתחליף דנטין בשחזורים נרחבים ועמוקים וכליבה חזקה למבנים.

• מחוזק ב-24% סיבי זכוכית קצרים, המונעים העברת סדקים ומגבירים משמעותית את החוזק.

• לשימוש כתחליף דנטין, בציכוי קומפוזיט סטנדרטי או G-ænial Universal Injectable

• השימוש בגוון BULK מאפשר להרחיב את טווח ההתוויות לביצוע מבנה מרוכב ללא יתד, תוך כניסה מעטה למפתחי תעלות השורש, לביצוע במקרים עם תמיכה כותרתית מספקת.

קונים 4 מזרקים G-ænial Universal Injectable  
במחיר 98 ₪ ליחידה

**מתנה!**


ומקבלים מזרק  
everX Flow גוון BULK  
בשווי 198 ₪



תחליף דנטין  
בשחזורים עמוקים



ליבה למבנים



מבנה everX Flow בצילום SEM - הגדלה X250

להקשיה כ-bulk עד עובי 5.5 מ"מ

**"איטום דנטין מידי" (Immediate Dentin Sealing (IDS) (ובקיצור IDS) היא גישה קלינית שכוחה לכני יותר מעשרים שנה, וצוברת פופולריות רבה בשנים האחרונות.**

רפואת השיניים האדוזהבית שינתה את תחום שיקום הפה, עם טכניקות קישור לאמייל ולדנטין המאפשרות לנו ביצוע טיפול זעיר-פולשני המשתלב היטב באסתטיקה הטבעית. עם זאת, למרות שהקישור לאמייל הוא חזק וניתן לחיזוי, הקישור לדנטין עדיין מהווה אתגר לא מבוסס - בהקשרים של רגישות פוסט-אופרטיבית, שרידות לאורך זמן ועוד.

מן הסתם, כשאנו מבצעים שחזור מרוכב ישיר בפה המתרפא, איטום מידי של הדנטין הוא חלק אינטגרלי מהטיפול. עם זאת, המצב שונה כאשר אנו מכינים את השן להדבקת שחזור לא-ישיר: כתר, חיפוי סגרי, ציפוי חרסיה וכו'. במקרים כאלו אנחנו נתקלים בדילמה: האם לבצע את הליך הקישור (בונדינג) מיד לאחר ההשחזה, או מיד לפני הדבקת השחזור הקבוע?

אם נבצע קישור מיד לאחר ההשחזה, הדנטין שחתכנו הוא טרי ורענן, וכך נקבל אינפילטריציה מצוינת של חומר הקישור לדנטין, נשיג קישור חזק לדנטין, ונאטום את טובולי הדנטין, כדי למנוע רגישות פוסט-אופרטיבית וחידרה פוטנציאלית של לכלוך וחיידקים. עם זאת, מאחר ויעבור זמן עד להדבקת השחזור הקבוע, גישה זו תכחית את חוזק הקישור עם הצמנט.

לעומת זאת, מה אם נמתין ונבצע את הליך הקישור רק לפני הדבקת השחזור הקבוע ("איטום דנטין מעוכב")? במקרה כזה אמנם נשיג חוזק קישור גבוה בין חומר הקישור לצמנט, אבל עד אז הדנטין שחתכנו עבר דגרדציה, וכך הקישור אליו יהיה חלש יותר. מלבד זאת, ההימנעות מביצוע קישור מידי תסכן אותנו ברגישות פוסט-אופרטיבית ובחידרה אפשרית של חיידקים ושאריות של הדבק הזמני לטובולי הדנטין, ותחייב אותנו בביצוע אלחוש בזמן ההדבקה במקרים של שיניים ויטליות.

כאן נכנסת לתמונה טכניקת "איטום דנטין מידי", שנועדה להפיק את המיטב משתי האפשרויות. בשיטה זו נבצע קישור מיד לאחר ההשחזה, בשכבה עבה מספיק שתאפשר לנו הסרת שכבה וביצוע רענון של שכבת הקישור לפני ההדבקה הסופית. לצורך כך יש לעשות שימוש בחומר קישור בעל עובי שכבה מספק, כגון G2 Bond Universal, ממנו נוכל להסיר בעדינות שכבה באמצעות התזת חול (sandblasting) במכשך בו נבצע הדבקה.

במדריך מאויר זה נמחיש את אופן הביצוע של איטום דנטין מידי באמצעות G2 BOND Universal, עם כמה טיפים וטריקים לשיפור חוזק הקישור:

## ישיבה ראשונה - מיד לאחר ההשחזה:



1. **בבודד היטב את השן** (מומלץ להיעזר גם בסכר גומי וגם בסרטי טרילון על השיניים הסמוכות) ונבצע צריבה סלקטיבית של האמייל בלבד.
2. **נניח את הפריימר (בקבוק 1) ונשפוך היטב על הדנטין כ-10 שניות**. לשיפור החידרה, הפריימר מכיל זרזי שפעול-באור, לשיפור חוזק הקישור, ולכן יש לפעול במהירות להנחת חומר הקישור.
3. **נייבש בלחץ אוויר מרבי**. G2 Bond Universal לא מכיל HEMA, ולכן מאפשר דיוק בלחץ אוויר חזק, המסלק שאריות רטיבות ושאריות של הממס.
4. **נניח את חומר הקישור (בקבוק 2)**.
5. **נדקק את שכבת הקישור בלחץ אוויר עדין**.
6. **הקשיה באור למשך 10 שניות**.



7. **מומלץ לחזור על פעולת הקישור** בשכבה נוספת, כדי להכפיל את עובי השכבה מ-35µm ל-70µm. לחלופין ניתן להשתמש בקומפוזיט נזול. במקרה של ביצוע חיפוי סגרי (inlay/onlay) מומלץ להשתמש בקומפוזיט נזול כדי לבטל אנדרקטס (undercuts).
8. **המלצה: להניח שכבת גליצירין (לא זולין או חמאת קקאו)** כדי לצמצם את שכבת החמצון.
9. **הקשיה באור למשך 10 שניות**.
10. **נסיר שכבה שלא עברה פילמור** באמצעות כדורית צמר גפן.
11. **ניקח מידה של השן המושחזת** באמצעות סיליקון או בסריקה דיגיטלית.
12. **נכין כתר זמני**. מומלץ להניח שכבה דקה של חמאת-קקאו או זולין על השן לפני השימוש באקריל, כדי למנוע חיבור לחומר הקישור.



13. **נדביק את הכתר הזמני** באמצעות צמנט זמני, נסיר עודפים.

## ישיבה שניה - לפני ההדבקה הסופית:



1. **נסיר את הכתר הזמני, נסיר את שאריות הדבק הזמני ונסיר בעדינות שכבה של חומר הקישור באמצעות התזת חול (sandblasting)**.
2. **נבצע צריבה סלקטיבית של האמייל בלבד**.
3. **נמרח היטב פריימר (בקבוק 1)** בניגוד לחומרי קישור אחרים מדור 4 ודור 6, G2 Bond Universal מאפשר שימוש בפריימר ולא בחומר הקישור בשלב זה, להשגת שכבת קישור דקה יותר, שלא תפריע להושבת השחזור.
4. **נייבש את הפריימר בלחץ אוויר מרבי**.
5. **הקשיה באור למשך 10 שניות**. קיום Bond מאפשר לנו הקשיה נוספת באור, לשיפור חוזק הקישור.
6. **מומלץ לבצע את השן להליך זה, באמצעות אוטומטיקס או סכר גומי**.
7. **מומלץ לבצע את התזת החול** בתנועה סיבובית עדינה, עם אלומיניום אוקסיד 30µm בלחץ נמוך (2-5 באר). התוצאה תיראה עמומה, יש להיזהר שלא להסיר את כל שכבת הקישור!
8. **נניח את הצמנט בשחזור**.
9. **נדביק את השחזור ונסיר עודפים**.
10. **נקשה באור מכל הכיוונים** 20 שניות מכל כיוון, נסיר עודפים באמצעות להב ונלש בעדינות.
11. **השחזור המודבק הסופי**.



6. **נכין את השחזור להדבקה לפי הצורך** - באמצעות צריבה בחומצה הידרופלואורית או התזת חול, בהתאם לחומר השחזור.
7. **נכין את השחזור באמצעות פריימר G-Multi Primer**.
8. **נניח את הצמנט בשחזור**.
9. **נדביק את השחזור ונסיר עודפים**.
10. **נקשה באור מכל הכיוונים** 20 שניות מכל כיוון, נסיר עודפים באמצעות להב ונלש בעדינות.
11. **השחזור המודבק הסופי**.



# G2-BOND Universal

GC ממציאים מחדש את הבונדינג המסורתי!



**בזכות הנדסת חומרים ייחודית, חברת GC מציגה את G2 Bond Universal, שמשדרג את חומרי הקישור מדור 4 ודור 6, לנחות עבודה וחוזק קישור גבוה במיוחד, לאורך זמן!**

- אוניברסלי - לשימוש עם צריבה מלאה, צריבה סלקטיבית או ללא צריבה
- ללא HEMA, להבטחת קישור חזק ואמין לדנטין לאורך זמן
- ספיחת מים נמוכה במיוחד, למניעת דלף שולי
- כיסוי ייחודי לכל בקבוק, המבטיח סחיטה מיטבית של החומר, לאחידות החומר עד לטיפה האחרונה
- 300 טיפות אחידות בכל בקבוק, ללא צורך באחסון בקירור

## One:

פריימר הידרופילי עם צריבה עצמית (אך מאפשר גם שימוש מוקדם בחומצה), לקישור כימי לשן עם 10-MDP. מכיל זרזי הקשיה באור, להבטחת כולימריזציה מלאה של חומר הקישור לאחר מכן.



## Two:

חומר קישור (בונדינג) הידרופובי, עם קשירה מצוינת לרזין, בשכבה בעובי 35µ, לספיגת זעזועים בשחזורים נרחבים ולביצוע איטום דנטין מיידי (IDS).



קונים ערכת G2-BOND Universal  
ב- 500 ₪

**מתנה!**

ומקבלים שפופרת  
G-aenial® A'CHORD  
(גוון לבחירה)  
בשווי 200 ₪



לדו"ח ניסויי המעבדה של  
Dental Advisor



## החלפת שחזורי קומפוזיט קדמיים ישנים



שן 21: אזור ההיפוקלסיפיקציה מוסך על ידי G-aenial A'CHORD בגוון A02 בחלק הקרוב לאמייל הפלטלי, מעליו הונח קומפוזיט מדמה דנטין G-aenial A'CHORD בגוון A2, וחצי המילימטר הבוקלי ביותר כוסה על ידי קומפוזיט מדמה אמייל G-aenial A'CHORD בגוון JE



שיניים 11 ו-21: הסרת השחזורים הישנים ובידוד בסכר גומי



החלפת שחזורי קומפוזיט לקיים תוך שימוש ב-G-aenial A'CHORD



התוצאה הסופית של השימוש ב-G-aenial A'CHORD בשיניים 11, 21.



גימור עיבוד וליטוש פני השטח תוך שימוש במשחת יהלום וגומיות EVE



שן 11 נבנתה באופן דומה על פי עקרון הבנייה האנטומית. בשן זו לא היה צורך בקומפוזיט אופקי בשכבת הדנטין מאחר ולא היה צורך במיסוך הכתמה.

## קורס

### שחזורים אסתטיים ישירים ובלתי ישירים ד"ר גלית טלמור

2 מפגשים

קורס עיוני ומעשי זה, בן יומיים, נועד לכסות את מגוון ההיבטים הקשורים לביצוע שחזורים אסתטיים, מרמת השן הבודדת עד לחיוך כולל, כולל אנליזה של החיוך, טכניקות לאדהזיה, בחירת חומרים מתקדמים לחיזוק השחזור הסופי, שיקום באמצעות מילואות, ועוד.

התרגול המעשי, במעבדת פנטום מתקדמת ישלים את התיאוריה ויאפשר לתרגם אותה לפרטיקה, תחת הדרכה.



**הקורס יפתח ב-13.5.21**  
במרכז ההשתלמויות IDS  
רח' קויפמן 4 תל אביב.

להרשמה ולבירור מועדים נוספים:

**03-7979600**

## טיפול הבהרת שיניים משולב בשחזורי קומפוזיט אסתטיים



לפני

מתרפאה צעירה המעוניינת לשפר את מראה שיניה המוכתמות



אחרי

התוצאה לאחר הבהרת שיניים ושחזור שיניים 11 ו-21 באמצעות קומפוזיט G-aenial A'CHORD בגוון Bleach White A1, וציפוי פני השטח ב-Junior Enamel

**ד"ר גלית טלמור** היא חברת סגל במחלקות לשיקום הפה באוניברסיטה העברית בירושלים ובאוניברסיטת תל-אביב, בהן היא מדריכה ומרצה בתחום האסתטיקה הדנטלית. היא מדריכה בתחום האסתטיקה בארץ ובעולם, ופרסמה מספר מאמרים בתחום. מזה 16 שנים שד"ר טלמור מבצעת טיפולים משקמים אסתטיים במרפאת פרופ' ביצ'ו בתל אביב.

# G-ænial® A'CHORD

פשטות, אסתטיקה וביצועים ללא פשרות.

**חדש!**



**חומר שחזור מרוכב מתקדם, לפשטות בחירת גוונים, נוחות עבודה מרבית ואסתטיקה עילאית!**

| CORE Shades                        | A1       | A2          | A3             | A3.5       | A4 |
|------------------------------------|----------|-------------|----------------|------------|----|
| VITA® Classic                      | A1 B1 D2 | A2 B2 C1 D3 | A3 B3 C2 C3 D4 | A3.5 B4 C4 | A4 |
| One-shade technique correspondence |          |             |                |            |    |

**פשטות בבחירת גוונים:**

5 גוונים בסיסיים  
המחליפים את 16 הגוונים  
בסרגל ויטה® הקלאסי


**אסתטיקה עילאית:**

9 גוונים משלימים, לאכיון אסתטי מיטבי, מיסוך ובנייה בשכבות

| Relative | BOW | AO1<br>AO2<br>AO3 | BW  | A5<br>A6 | JE  | AE  |
|----------|-----|-------------------|-----|----------|-----|-----|
| Opacity  | 93% | 82%               | 74% | 70%      | 46% | 40% |

**טכנולוגיה מתקדמת:**

פוטונים ייחודיים של ציפוי-  
פרטני לחלקיקי המילוי  
וטכנולוגיית ייצור חדשנית  
- מאפשרים מילוי חלקיקים  
גבוה, עמידות גבוהה מאוד  
לשחיקה ולצביעה, ורמת  
ליטוש מצוינת.



**נוחות עבודה:**

מונמר רזין ייחודי ולא-דביק,  
המבטיח רכות נוחה לעיצוב ולפיסול



קונים G-ænial® A'CHORD  
סט core או סט layering

ומקבלים:  
**G-Premio BOND**  
בשווי 250 ₪!  
+ קופסה לערבוב  
קומפוזיטים

במקום 990 ₪  
ב-790 ₪  
בלבד!



סט Core: גווי A1, A2, A3, A3.5, A4  
סט Layering: גווי A2, A3, AO2, JE, AE

קונים 3 גוונים לבחירה

ומקבלים  
קופסה לערבוב  
קומפוזיטים  
**מתנה!**

במקום 600 ₪  
ב-490 ₪ בלבד!





# EQUIA Forte™ HT

גלאס ינומר חזק לשחזורים אחוריים,  
עם הפרשת פלואוריד קבועה  
ואסתטיקה משופרת.



גלאס ינומר  
מתקדם  
+  
אמלגמטור  
במבצע  
מדהים!


- שקיפות משופרת של חומר השחזור, לתוצאה טבעית ואסתטית לאורך זמן
- פיזור חלקיקים מיטבי, לשיפור החוזק לשחזורים אחוריים קבועים Class I + Class II
- הנחה כ-Bulk, ללא רגישות ללחות!

## פתרון מושלם להחלפת שחזורי אמלגם לקויים



באדיבות Dr. M. Basso, איטליה

## שחזורים אחוריים קלים לביצוע במספר שלבים פשוטים - ללא צורך בבידוד מלא



באדיבות Dr. Z. Bilge Kutak, טורקיה

## שחזור של שיניים רגישות, עם תת-הסתיידות ו-MIH במתרכפים צעירים



באדיבות Dr. P. Rouas, צרפת



## מארז משתלם במחיר מדהים!

מחיר כולל:  
2,290 ₪  
בלבד!

מארז 250 יח'  
Equia Forte HT  
+ אמלגמטור  
GC Silver Mix



**3 במחיר מיוחד!**GRADIA® CORE  
Refill

ב-895 ₪ בלבד!

במקום 1200 ₪



- חומר מרוכב בהקשייה כפולה בעל טיסקטורפיות גבוהה -
- זורם מצוין להדבקה היתד, יציב לבניית ליבת המבנה
- חזק במיוחד, חסכוני, ועם מודול אלסטיות דומה לדנטין

**מבצע 3+1**

קונים 3 יח' Caviton

מחיר כולל:  
165 ₪ בלבד!ומקבלים יח' נוספת  
מתנה!

- חומר שחזור זמני נוח לשימוש
- יציב ומבטיח אטימות כשחזור זמני ולאחר טיפול שורש

**מחיר מיוחד!**קונים 1 חב' Fuji TEMP LT™  
(2 מחסניות)

ב-349 ₪ בלבד!

במקום 420 ₪



- דבק זמני ע"ב גלאס יונומר, לטווח ארוך או קצר
- אידיאלי להדבקה ממושכת לזמן ארוך של שיקום נתמך-שתלים
- קל ונוח לעבודה, ביוקומפטיבילי (ללא סיכון לכריאימפלנטטיס!)



# RELINE™ II Soft

ממשיכים לחייך עם תותבת נוחה  
גם במצבי שינויים גרמיים!

- חומר ריפוד א-סיליקוני נוח וגמיש לתותבות, לריפוד זמני לטווח ארוך.
- להקלת הלחץ במקרים של רכס אלבאולרי חד או משונן, undercuts, ולאחר עקירות או ניתוחי השתלה.



מניחים GC Reline II Soft.  
זמן עבודה: 2 דקות ב-23 מעלות



מורחים GC Reline Primer R על  
האיזור המיועד לריפוד.  
מייבשים בעדינות בלחץ אוויר קל  
(ונקי משמן!)




משחררים לחץ באזור המיועד  
לריפוד ומחספסים את פני השטח



מצב ראשוני - תותבת הזקוקה  
לריפוד לאחר 4 שתלים



התותבת המרופדת



סיום הליטוש באמצעות גלגל ליטוש  
במהירות של עד 6,000 סל"ד



הסרת עודפים. מומלץ להשתמש  
ב-GC Reline II Point for Trimming  
במהירות של עד 20,000 סל"ד



מושיבים את התותבת בפה ומוודאים  
התאמה לשרירים.  
יש לשמור במקום למשך 5 דקות



RELINE II Soft

680 ₪ בלבד!

במקום 850 ₪

תכולת הערכה: 1 מחסנית Reline Soft, בקבוקון פריימר לרזין, בקבוקון מסיר רזין, טיפים אוטומטיים, מכשיר חיתוך, גלגל ליטוש






# RELINE™

## ריפוד תותבות לטווח ארוך

- רזין נטול MMA, לריפוד תותבות לטווח ארוך
- מתאים לשימוש מעבדתי או לצד כסא המתרפא
- ללא סכנת גירוי או כוויה למתרכא (מגיע ל-40 מעלות בלבד)
- נוח לשימוש בזמן קצר, להשגת התאמה מושלמת של התותבת לרקמה הרכה.



# Tissue Conditioner

## ריפוד מידי לנקודות לחץ

- ריפוד אקריל רך מידי, לטווח זמן של ימים / שבועות
- למקרים של נקודות לחץ ולאחר הליכי השתלה
- להבטחת החלמת הרקמה תוך נוחות מרבית למתרכא
- שימוש סופי בחומר הקישור מאפשר החלקה סופית ואיטום כני שטח הריפוד, למניעת ספיחת נוזלים ולגמישות לאורך זמן



### מבצע משולב!

RELINE  
Tissue Conditioner +

ב-695 ₪ בלבד!

במקום 820 ₪

# Labolight DUO

מכשיר להקשיה מהירה ויעילה באור  
של שחזורים לא-ישירים,  
למעבדה ולמרפאה.



- טווח רחב של אורכי גל, 380-510nm, לכל סוגי החומרים
- להקשיית שחזורים מרוכבים לא-ישירים (קבועים וזמניים),
- להקשיה מהירה של צבעי Optiglaze, ועוד!
- ארגונומי ונוח לתפעול

קונים Labolight DUO  
במחיר 11,700 ₪

בשווי 3,000 ₪

ומקבלים זיכוי לרכישת  
Gradia Plus  
(גוונים לבחירה)







# Temp PRINT

## אמנות תלת-ממדית

### קומפוזיט מוקשה-אור לכתרים וגשרים זמניים בהדפסת 3D

- פיזור חלקיקים מצוין, באחוז גבוה, להבטחת עמידות גבוהה לשחיקה
- חזק, עמיד ויציב לשחזורים זמניים לטווח ארוך, ללא MMA
- קל לעיצוב ולעיבוד אסתטי באמצעות Optiglaze
- בניגוד לחומרים מתחרים, אינו דורש הכנות מיוחדות להדפסה מלבד ערבוב ידני קל, גם לאחר אחסון ארוך



## קורס לרופאים ולטכנאים

**מה שלא עושה הטבע... עושה הצבע!**  
מר מוריס פרץ

מפגש אחד

סדנה תיאורטית ומעשית לטכנאי שיניים ולרופאי שיניים על הטכנולוגיות החדשניות והשיטות העדכניות להדפסת תלת-ממד של כתרים וגשרים זמניים, פתרונות שיקום קבועים באמצעות חרסיה היברידית בחרטה, ופתרונות צביעה מתקדמים בטכנולוגיית Optiglaze.



**הסדנה תתקיים ב-6.6.21**

**בין השעות 15:00-9:00**

במרכז ההשתלמויות IDO

רח' קויפמן 4 תל אביב.

**לפרטים נוספים: 050-5357075**

### גם הנחה וגם מתנה!

ב-990 ₪ בלבד!

רוכשים  
Temp PRINT  
במקום 1300 ₪

**מתנה!**

ומקבלים 2 בקבוקי  
Optiglaze Color  
בשווי 300 ש"ח



# מוצרי TOMY מעכשיו רק ב-GC Orthodontics!

- Self-ligating brackets (ceramic, metal)
  - Orthodontic bands
  - Ligatures
  - TOMY Archwire lines
  - Archwires (Initialloy, Bio-Edge, Bio-Active)
  - GC Ortho Connect
  - GC Ortho Connect Flow
  - Buccal tubes
- and more...



\* מגבלה של 1 ללקוח

## GC Ortho Connect™ Flow

דבק קיבועים אורתודונטי חזק ונוח לשימוש!

- דבק לקיבועים על בסיס רזין, הכולל את הפריימר והבונדינג (להנחה לאחר צריבה בלבד)
- קל ונוח להנחה, הדבקה והקשייה - אידיאלי להדבקת קיבועים לינגואליים
- גמישות ועמידות משופרות - שרשראות מונומר ארוכות יותר המגבירות את החוזק, הגמישות והעמידות לשחיקה, עם מונומר פוספטי המאפשר קישור גם לאמייל וגם למתכת
- יישום קל, ללא צורך בעיבוד וליטוש



**המוצרים שכל מרפאה אורתודונטית חייבת,  
עכשיו זמינים במחירים אטרקטיביים,  
רק מ-GC Orthodontics!**

לפרטים:  
חגית 054-5663608  
סטפני 054-5663205







## מצטרפים לקורסים קליניים, הכוללים טיפול במתרכא ע"י משתתפי הקורס, במרכז ההדרכה הקליני המתקדם של IDS בתל-אביב.

תיאוריה, תרגול במעבדת פנטום מתקדמת - ועכשיו גם טיפול מלא במתרכא, לרכישת ניסיון מעשי חיוני בפרוצדורות קליניות, תחת פיקוח וסיוע של טובי המדריכים.

### התוכנית המקיפה לשתלים ברפואת שיניים

מרצה: פרופ' אלי רביב (קנדה)



פרופ' אלי רביב (קנדה)

התוכנית המורחבת לשתלים כוללת רקע מקיף על ביצוע שתלים דנטליים, אוגמנטציה ושיקום נתמך-שתלים, ומקיפה את כלל ההיבטים הרלוונטיים לתחום - החל מאבחנה, בחירת המקרה ותכנון הטיפול, המשך בתכנון וביצוע של הליכי ההשתלה והליכים כירורגיים נלווים (הוספת עצם, עיבוי רכס, הרמת סינוס וכיב'), הבנה ויישום של הפרוצדורות השיקומיות במהלך ולאחר התהליך הכירורגי, תחזוקה לאורך זמן, וכלה במניעה וטיפול בסיבוכים הקשורים לשתלים דנטליים.

התוכנית המקיפה, הכוללת לימודי תיאוריה, תרגול בפנטום ויישום מעשי על מתרכאים, נועדה ללוות את רופאי השיניים המשתלמים בהתפתחותם כרופאים המבצעים שתלים, כולל תרגול וביצוע של פרוצדורות במרפאתם, במטרה להעניק ידע מקיף וניסיון שיאפשר ביצוע של טווח רחב ביותר של פרוצדורות השתלה ושיקום נתמך-שתלים בביטחון והצלחה, כדי להעניק למתרכאים את הפתרונות ההולמים ביותר.

15 מפגשים + 2 מפגשים מקוונים • תאריך פתיחה: 28.6.21

### ימים כתוחים ב: GC-IDS

13-15/7/21



SAVE THE DATE!

### חזיתיות חרסינה - עבודת צוות

מרצים: ד"ר משה פלייטמן, מר מוריס כרץ



ד"ר משה פלייטמן



מר מוריס כרץ

לראשונה בישראל, קורס מעשי בציפויי חרסינה הכולל טיפול מלא במתרכאים!

קורס זה משלב רופאי שיניים וטכנאי שיניים, במודולים תיאורטיים ומעשיים משותפים ונפרדים. הקורס כולל תיאוריה, תרגול במעבדת פנטום וביצוע ציפויי חרסינה במתרכא חי - מתכנון אסתטי, לקיחת מידות ותיאום ציפיות המתרכא, להשחזה והכנת השיניים ועד להתאמה סופית, הדבקה ומסירה.

3 מפגשים • תאריך פתיחה: 14.6.21

## לפרטים והרשמה: 03-7979600/3

למידע מפורט וקורסים נוספים: [www.ids4u.co.il](http://www.ids4u.co.il)

### קורס בקופסה

קורס מעשי - אצלך במרפאה!



#### קורס בקופסה מס' 2:

"עבודת שורשים" - מטיפול השורש ועד איטום מלא של התעלה

ד"ר ג'ון יצחק

קורס מקוון, המתקיים עם ערכת חומרים המאפשרת לך תרגול מלא במרפאתך! הקורס יעסוק בביצוע טיפול שורש באמצעות פוצרי-סבב, שטיפות חיטוי ושפועול נזלי שטיפה, ואיטום תעלות שורש (ינדי / דחיסה חמה).

הקופסה כוללת פוצרים רוטטוריים OneShape, פוצרים ידניים, פיני נייר, חודי גוטהפרקה, מחטי שטיפה בטיחותיות, צמנט איטום אנטי-בקטריאלי ועוד! - שווי החומרים שבערכה 630 ש"ח!



לשימוש יעיל בערכה, על המשתתפים להצטייד במנוע אנדודונטי סטנדרטי

ניתן להתעדכן באתר [www.ids4u.co.il](http://www.ids4u.co.il)  
פרטים נוספים בטל. 03-7979600





# מידעון קורסים

## מאי - אוגוסט 2021

מרכז ההשתלמויות ברפואת שיניים IDS שמח לעדכן אתכם במועדי פתיחת הקורסים הקרובים:

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>הטיפול הדנטלי בחולה הסיסטמי</b><br/>פרופ' יהודה צדיק, ד"ר קרן יודוביץ'<br/>14.06.21 - 2 מפגשים</p>                                 | <p><b>מבנה - היחידה הבסיסית בשיקום</b><br/>ד"ר נעמה פרידנברג<br/>06.05.21 - מפגש אחד</p>                                                                          |
| <p><b>כירורגיה זעירה</b><br/>פרופ' אלי רביב (קנדה), ד"ר נעמה סאמט<br/>16.06.21 - 3 מפגשים</p>                                            | <p><b>שחזורים אסתטיים ישירים ובלתי ישירים</b><br/>ד"ר גלית טלמור<br/>13.05.21 - 2 מפגשים</p>                                                                      |
| <p><b>טיפול שורש בשיניים קבועות צעירות עם אפקס פתוח</b><br/>ד"ר ג'ו בן יצחק<br/>17.06.21 - מפגש אחד</p>                                  | <p><b>קורס מתקדם בתפעול ובפענוח CBCT</b><br/>פרופ' יהודה צדיק, ד"ר מיכאל סולומונוב, ד"ר אולג לוינזון, ד"ר קרן יודוביץ', מר חיים אלמוג<br/>19.05.21 - 4 מפגשים</p> |
| <p><b>שתלים למתחילים (תרגול על ראשי גוויות)</b><br/>פרופ' אלי רביב (קנדה)<br/>22.06.21 - 3 מפגשים</p>                                    | <p><b>"מאה טיפים ועוד" ברפואת שיניים משקמת</b><br/>ד"ר אילן גלבוע<br/>24.05.21 - 2 מפגשים</p>                                                                     |
| <p><b>קורס מקיף ברפואת שיניים אסתטית</b><br/>ד"ר משה פלייטמן, ד"ר פיראס חרוף<br/>22.06.21 - 8 מפגשים</p>                                 | <p><b>טכניקות לעיצוב שחזורים אסתטיים ישירים</b><br/>ד"ר סטפן שאולוב<br/>26.05.21 - מפגש אחד</p>                                                                   |
| <p><b>מבנה - היחידה הבסיסית בשיקום</b><br/>ד"ר נעמה פרידנברג<br/>24.06.21 - מפגש אחד</p>                                                 | <p><b>אורתודונטיה טרום שיקומית</b><br/>ד"ר יואב מזור<br/>31.05.21 - 2 מפגשים</p>                                                                                  |
| <p><b>התוכנית המקיפה לשתלים ברפואת שיניים (קורס קליני)</b><br/>פרופ' אלי רביב (קנדה)<br/>28.06.21 - 15 מפגשים + 2 מפגשים מקוונים</p>     | <p><b>הרמת מנשך אחורי</b><br/>ד"ר הנרי רון<br/>02.06.21 - מפגש אחד</p>                                                                                            |
| <p><b>"ארגז כלים פרקטי" לאנדודונטיה יום יומית</b><br/>ד"ר מיכאל סולומונוב, ד"ר ג'ו בן יצחק, ד"ר אולג לוינזון<br/>30.06.21 - 4 מפגשים</p> | <p><b>התאמת צבע בשחזורים מתקדמים</b><br/>מר מוריס פרץ<br/>06.06.21 - מפגש אחד</p>                                                                                 |
| <p><b>אסתטיקה של הפנים (קורס קליני)</b><br/>פרופ' אלי רביב (קנדה), ד"ר מילי רביב<br/>01.07.21 - 3 מפגשים</p>                             | <p><b>היבטים אורתודונטיים בעבודת רופא השיניים לילדים</b><br/>ד"ר יואב שפינקו<br/>09.06.21 - מפגש אחד</p>                                                          |
| <p><b>הרמות סינוס וכל סוגי האוגמנטציה (תרגול על ראשי גוויות)</b><br/>פרופ' אלי רביב (קנדה), ד"ר מילי רביב<br/>11.07.21 - 3 מפגשים</p>    | <p><b>האנדודונטיה של העתיד</b><br/>ד"ר מיכאל סולומונוב, ד"ר אלון עמית<br/>09.06.21 - מפגש אחד</p>                                                                 |
| <p><b>הרמת מנשך אחורי</b><br/>ד"ר הנרי רון<br/>21.07.21 - מפגש אחד</p>                                                                   | <p><b>פרי-כירורגיה באמצעות הלייזר הדנטלי</b><br/>ד"ר מחמוד יונס, ד"ר אריאל סביון<br/>10.06.21 - מפגש אחד</p>                                                      |
| <p><b>שיקום על גבי שתלים</b><br/>ד"ר בני כרמון<br/>22.08.21 - 4 מפגשים</p>                                                               | <p><b>חזיתיות חרסינה - עבודת צוות (קורס קליני)</b><br/>ד"ר משה פלייטמן, מר מוריס פרץ<br/>14.06.21 - 3 מפגשים</p>                                                  |

לפרטים נוספים ולהרשמה: 03-7979600/3



מידע מפורט באתר האינטרנט החדש שלנו: [www.ids4u.co.il](http://www.ids4u.co.il)

4 Koifman st. Tel Aviv 68012 Tel: 972-3-7979600, Fax: 972-3-5161547 [ids@ids4u.co.il](mailto:ids@ids4u.co.il)